

Guide anti-retour pour flexible nanovib®



UTILISATION

° Prévient le risque de retour accidentel de la buse de nettoyage lors des opérations de curage.

PREVENTION DES RISQUES

° Prévention des risques d'accidents

- Le manche télescopique permet à l'utilisateur d'hydrocurer en restant à la surface, sans devoir être trop proche du regard, voire dedans → pas d'exposition potentiellement mortelle en cas de retour inattendu de la buse.

° Amélioration de la posture

- Le manche télescopique permet à l'utilisateur de filtrer les déchets lors de l'hydrocurage en restant à la surface, le dos droit.

AVANTAGES DU PRODUIT

Ergonomie

- ° Manche télescopique 2m-3,5m
- ° Manche en aluminium : gain de poids
- ° Section du tube ovale pour un meilleur contrôle

Résistance

- ° Tube en aluminium trempé de 1,5 mm d'épaisseur
- ° Tête en acier 4mm d'épaisseur

Plus produit

- ° Tête angulaire acier qui permet de conduire et DE MAINTENIR le tuyau nettoyant vers/dans la canalisation à curer → plus de risque de retour dangereux
- ° Roulette de protection : prévient l'usure du flexible lié au frottement sur les arêtes vives des canalisations


° Système type « serre-joints » à la surface → maintient le manche à la verticale, contre la canalisation, et garde bien la buse décapante dans la partie à curer

° Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille permettant un réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50 cm.

° Position de rangement = 2m : peut être stocké dans un container.

CONSEILS D'ENTRETIEN

° Ne pas porter de coups ou tordre les tubes car cela les empêcherait de coulisser l'un dans l'autre.



Description	Gencod	Long.	Kg
Guide anti-retour pour flexible Nanovib®	3157331491292	2>3,5m	3,67kg

LEBORGNE®